


ZENTRIERUNG SEIKO BRILLIANCE



DIE NÄCHSTE STUFE DER GLEITSICHTGLÄSER

PASSGENAUE LÖSUNG FÜR SOFORTIGE ANPASSUNG

SEIKO Brilliance wurde entwickelt, um Vertrauen und Komfort zu gewährleisten. Unter Berücksichtigung der Parameter des Trägers, der Brillenglas-Historie und der persönlichen Präferenzen setzen die Brillengläser neue Maßstäbe in Bezug auf individuelle Lösungen.

Für SEIKO Brilliance müssen folgende Parameter angegeben werden:

- Index
- Veredelung
- Farbe
- Coating
- Glasstärken
- Durchmesser & Progressionslänge
- Persönlicher Gleitsichtglas Design-Code
Seiko Personal Design Selector
- Pupillendistanz R/L
- Hornhautscheitelabstand (HSA)
- Vorneigung
- Fassungsscheibenwinkel (FSW)
- Tracer Formdaten, wenn möglich
- Kastenmaß A und B und Brückenweite (AzG)
- Einschleifhöhe nach Kastenmaß
- Andere Optionen, z.B. STYLISH
- Markengravur (Tracerdaten erforderlich)

Index (nasal)

- $\cong 1.74$
- $\cong 1.67$
- $\cong \text{Tribrid}^{\text{TM}}$
- $\cong 1.60$
- $\cong 1.50$

BI25 Product/Inset

1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
15	25	35

204 Progression

10 mm	14 mm	18 mm
0	4	8

204 Addition

0.50D	2.25D	4.00D
05	22	40