

Mobilift M6[®] Physio

Thérapie tissulaire nouvelle génération

Performant

Spécialisé

Compact





GLOBAL PROTOCOL SYSTEM LPG®

- › Écran **LCD couleur tactile**.
- › **Protocoles de traitement** pré-enregistrés.
- › **Prise en main rapide**.

TRAITEMENT COMPLET DU TISSU SAIN ET DU TISSU LÉSÉ

- › Fibrose, œdème, cicatrices, vieillissement cutané,...
- › Raideurs, contractures, préparation & récupération sportive,...

TÊTE TR50

- › Exclusivement dédiée aux applications thérapeutiques pour le traitement des tissus épais et des zones larges.
- › **Roll motorisés indépendants** (brevets LPG).
- › **3 modes de réglage** pour une saisie tissulaire (superficielle à profonde) d'une grande précision.
- › Écran de contrôle et commandes intégrées.



INNOVATION TÊTE DE TRAITEMENT ERGOLIFT

- › **Nouveau brevet LPG** : micro-moteur intégré (MPF - Motorised Pulsating Flaps), pour une Mécano-Stimulation™ en double dimension.
- › **Stimulation tissulaire augmentée de 270%***.
- › **Contrôle permanent du tissu** grâce à la chambre transparente pour maîtriser l'hyperémie
- › **Accès facilité aux zones étroites et délicates** (zone de la thyroïde, Port-à-Cath®, pommette, creux axillaire...).

* (vs technologie LIFT non motorisée)

CONNECTIQUE ÉVOLUTIVE

- › Port USB pour **télécharger régulièrement les mises à jour LPG** (nouveaux protocoles)

APPAREIL PORTATIF

- › Pour plus de **flexibilité d'organisation** dans le cabinet.




photos non contractuelles

Mobilift M6[®] Physio

Thérapie tissulaire

Haute efficacité prouvée



- ① Profondeur d'action variable grâce à l'aspiration séquentielle
- ② Stimulation cellulaire ciblée grâce à la vitesse variable des battements des Lift



Innovation Brevetée



Œdème



Séquelles de brûlure



Cicatrice



Post-opératoire

Poids : 10,5 kg (hors tête)
 Dimension (L x l x h) : 490 x 260 x 310 mm
 Séquentialité horizontale
 (Vitesse Battements) : 2 à 16 VB
 Séquentialité verticale
 (Aspiration) : 0 à 16F
 Dépression : 350 mbar
 Débit : 5 m³/h
 Niveau sonore : 44 dBA
 Caractéristiques électriques :
 100-240 V / 50-60 Hz / 80 W
 Ecran couleur tactile : 7"
 Mode économie d'énergie : oui
 Audio : non
 Port USB : oui



TÊTE ERGOLIFT

LIFT 10 : zones étroites, contours yeux et lèvres, mains, doigts...

LIFT 20 : zones larges de tissus fins, zones sensibles.



TÊTES AUXILIAIRES

Pour l'accès aux zones plus étroites et délicates (lésions, cicatrices...).



TR50

Traitement des zones larges et des tissus plus épais.



MICRO-BUSES ET MICRO-TÊTES

Pour une action thérapeutique micro ciblée (doigts par exemple).

L'Endermologie® est une technique exclusive de stimulation tissulaire par Mécano-Stimulation™. Naturelle et indolore, elle permet un traitement précoce et infra-douloureux du tissu lésé. Son efficacité est prouvée par plus de 110 études scientifiques.

