

# Cellu M6<sup>®</sup> Integral

Polyvalent

Évolutif

Performant

Mobile





#### COACH LPG INTÉGRÉ

- Écran **couleur tactile inclinable**.
- Protocoles de traitement préenregistrés.

#### MODULE CORPS

##### Nouvelle tête de traitement Ergodrive

- **Profondeur de saisie tissulaire inédite** pour plus d'efficacité.
- **Roll motorisés indépendants** (brevets LPG) pour des traitements de haute précision.
- Écran de contrôle, commandes intégrées et tête rotative pour un **plus grand confort d'utilisation**.
- **4 rotations** des roll pour des résultats sur mesure (Déstocker, Raffermer, Resculpter, Lisser).



#### MODULE THÉRAPEUTIQUE

##### Nouvelle tête de traitement TR50

- Spécialement conçue pour les applications thérapeutiques.
- **Roll motorisés indépendants** (brevets LPG).
- **3 modes de réglage** pour une saisie tissulaire (profonde ou superficielle) d'une grande précision.
- Écran de contrôle et commandes intégrées.



#### MODULE VISAGE

##### 3 Nouvelles têtes de traitement Lift

- **Stimulation cellulaire plus dynamique**.
- Lift adaptés à chaque type de peau.
- **3 intensités** pour une redensification de haute précision (Clarifier, Combler, Raffermer).



# Cellu M6<sup>®</sup> Integral

## Traitements corps et visage

Haute technologie thérapeutique & esthétique

### ■ MOBILITÉ

→ 4 roulettes pour **une meilleure maniabilité.**

### ■ CONNECTIQUE ÉVOLUTIVE

- **Technologie Plug & Care** pour plus de polyvalence.
- Port USB pour **télécharger régulièrement les mises à jour LPG** (nouveaux protocoles).





**Poids :** 76.1 kg  
**Dimension (L x l x h) :** 78 x 68 x 166 cm  
**Séquentialité :** 1 - 16 Hz  
**Dépression :** 690 mbar  
**Débit :** 20 m³/h  
**Niveau sonore :** 56 dBA  
**Caractéristiques électriques :**  
 100-240 V / 50-60 Hz / 625-650 W  
**Ecran couleur tactile :** 10"4  
**Mode économie d'énergie :** oui  
**Audio :** oui  
**Port USB :** oui



#### TÊTE ERGODRIVE

Véritable centre de pilotage qui accueille 3 différents KM Roll.



80 mm

#### KM ROLL

Exclusivité brevetée LPG :  
2 rouleaux motorisés et indépendants.



70 mm

**KM80 :** [Nouveau] déstockage profond et lissage des zones larges.



50 mm

**KM70 :** Raffermissement et anti-âge.

**KM50 :** Déstockage profond et lissage des zones étroites.



#### TR50

Dédiée aux applications thérapeutiques : fibrose, œdème, inflammation, pré et post liposuction...

**L'Endermologie** est une technique exclusive de **stimulation cellulaire** par **mécanotransduction**. Créée en 1986 par LPG, elle permet de traiter de manière **100 % naturelle** toutes les **transformations du tissu conjonctif** à des fins esthétiques ou thérapeutiques.



TML 10

#### TÊTES LIFT

Traitement du visage à visée thérapeutique (œdème, fibrose...) et esthétique (anti-âge).



TML 20

**TML 10 :** Contours lèvres et yeux.

**TML 20 :** Ensemble du visage.



TML 30

**TML 30 :** Buste et décolleté.



TR 15

#### TÊTES AUXILIAIRES

Pour l'accès aux zones plus étroites et délicates (lésions, cicatrices...).



TR 30



#### MICRO-BUSES ET MICRO-TÊTES

Pour une action thérapeutique micro ciblée (doigts par exemple).

