


Cellu M6[®] Endermolab





COACH LPG INTÉGRÉ

- Écran **couleur tactile inclinable**.
- Protocoles de traitement préenregistrés.
- Mobilité rotative 180°.

MODULE THÉRAPEUTIQUE

Nouvelle tête de traitement TR50

- Spécialement conçue pour les applications thérapeutiques.
- **Roll motorisés indépendants** (brevets LPG).
- **3 modes de réglage** pour une saisie tissulaire (profonde ou superficielle) d'une grande précision.
- Écran de contrôle et commandes intégrées.



MODULE CORPS

Nouvelle tête de traitement Ergodrive

- **Profondeur de saisie tissulaire inédite** pour plus d'efficacité.
- **Roll motorisés indépendants** (brevets LPG) pour des traitements de haute précision.
- Écran de contrôle, commandes intégrées et tête rotative pour un **plus grand confort d'utilisation**.
- **4 rotations** des roll pour des résultats sur mesure (Déstocker, Raffermer, Resculpter, Lisser).



MODULE VISAGE

3 Nouvelles têtes de traitement Lift

- **Stimulation cellulaire plus dynamique**.
- Lift adaptés à chaque type de peau.
- **3 intensités** pour une redensification de haute précision (Clarifier, Combler, Raffermer).





Cellu M6® Endermolab

Traitements corps et visage

Haute technologie thérapeutique & esthétique

■ TABLE PREMIUM

- Hauteur réglable et dossier inclinable
- Finitions cuir blanc & chrome.
- Confort prestige.

■ CONNECTIQUE ÉVOLUTIVE

- **Technologie Plug & Care** pour plus de polyvalence.
- Port USB pour **télécharger régulièrement les mises à jour LPG** (nouveaux protocoles).



Poids : 140 kg
Dimension (Lxlxh) : 185 x 70 x 149 cm
Séquentialité : 1 - 16 Hz
Dépression : 690 mbar
Débit : 20 m³/h
Niveau sonore : 56 dBA
Caractéristiques électriques :
 100-240 V / 50-60 Hz / 625-650 W
Ecran couleur tactile : 10"4
Mode économie d'énergie : oui
Audio : oui
Port USB : oui



L'Endermologie est une technique exclusive de **stimulation cellulaire** par **mécanotransduction**. Créée en 1986 par LPG, elle permet de traiter de manière **100 % naturelle** toutes les **transformations du tissu conjonctif** à des fins esthétiques ou thérapeutiques.



TÊTE ERGODRIVE

Véritable centre de pilotage qui accueille 3 différents KM Roll.



80 mm

KM ROLL

Exclusivité brevetée LPG :
 2 rouleaux motorisés et indépendants.



70 mm

KM80 : [Nouveau] déstockage profond et lissage des zones larges.



KM70 : Raffermissment et anti-âge.



50 mm

KM50 : Déstockage profond et lissage des zones étroites.



TR50

Dédiée aux applications thérapeutiques : fibrose, œdème, inflammation, pré et post liposuction...



TML 10

TÊTES LIFT

Traitement du visage à visée thérapeutique (œdème, fibrose...) et esthétique (anti-âge).



TML 20

TML 10 : Contours lèvres et yeux.

TML 20 : Ensemble du visage.



TML 30

TML 30 : Buste et décolleté.



TR 15

TÊTES AUXILIAIRES

Pour l'accès aux zones plus étroites et délicates (lésions, cicatrices...).



TR 30



MICRO-BUSES ET MICRO-TÊTES

Pour une action thérapeutique micro ciblée (doigts par exemple).

